



medical **ECONET**
GERMANY



ECOtwin LCD

Monitor fetale antepartum di facile utilizzo

- Schermo LCD a 7" TFT a colori (800x480), ruotabile a 270°
- Trasduttori a 9 elementi, a 0,985 MHz di frequenza
- Sonde impermeabili IXP8 (a ultrasuoni e tocografica)
- Batteria al litio integrata
- 2 porte USB per stoccaggio dati
- Porta LAN per trasmissione dati
- Analisi Variabilità a breve termine (valore STV)
- CCV (verifica incrociata tra canali)
- 450 ore salvataggio dati
- Fornito con sonde, marcatore eventi, cinghie CTG, gel ultrasuoni e rotolo carta
- Software gratuito di monitoraggio centrale (fino a 8 unita')

Specifiche tecniche

Ultrasuoni
Trasduttore multicristallo a 9 elementi
Doppler pulsato
Frequenza ultrasuoni: 0,985 MHz
Intensità: <math><10\text{mW}/\text{cm}^2</math>
Gamma frequenza cardiaca: 30 ~ 240 bpm
Accuratezza frequenza cardiaca: $\pm 2\%$ della gamma
Impermeabilità (IPX 8)
CU (Contrazioni uterine)
Tipo esterno
Riferimento di controllo (zero)
Gamma misurazione: 0 ~ 99
Impermeabilità (IPX 8)
MF (Movimento fetale)
Metodo di detezione: ultrasuoni
Doppio FM
Schermo
Display LCD 7 pollici, TFT a colori
Ritmo cardiaco
Stampa
LED per Allarme ON/OFF
Analisi cardiocografica
Linea di base, OSC Amp., OSC Num.
Accelerazione, Decelerazione, (anticipata, ritardata, variabile)
Movimento
Variabilità a breve Termine (minima, massima, media)
Sistema di monitoraggio centralizzato
Collegamento fino a 8 monitor
Registrazione e riproduzione del battito fetale cardiaco
Supporto multilingue
Networking via cavo


Stampante
Stampa termica su carta Z-fold (larghezza 150 mm)
Velocità di registrazione: 1,2,3 cm/min
Contrasto registrazione: modo 1,2,3
Periodo auto registrazione: OFF, 10,20,30,40,50,60 min

Set-UP
Valore Allarme superiore/inferiore
Tempo & data
Contrasto stampa 1,2,3
Velocità stampa
Livello volume frequenza cardiaca fetale
CCV (verifica incrociata tra canali)
Funzioni
Funzione marcatura
Riferimento CU
ZOOM per risposta particolare
Interfaccia segnale
2 x USB, cavo LAN, RS-232
Specifiche ambientali
Gamma temperatura: Operatività: da 10 a 45°C Stoccaggio: da -20 a 60°C Gamma umidità relativa Operatività: 5~85% Stoccaggio: 20~95%
Specifiche di potenza
Alimentazione: 100-240VAC, 50/60 Hz Potenza uscita: DC+18V 2.8 A Batteria: ricaricabile, 14.8 V litio
Accessori opzionali
Carrello



CE 0123



Im Erlengrund 20, 46149 Oberhausen - Germany

t: +49 (0) 208 377 890-0 info@medical-econet.com
f: +49 (0) 208 377 890-55 www.medical-econet.com
facebook.com/medicaleconetgermany
twitter.com/medicaleconet

Distributore

*Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso