



## ECOtwin LED

Monitor fetale antepartum moderno e semplice da utilizzare

- Schermo LED a 7 segmenti
- Facile trasferimento dati tramite USB
- Trasduttore ad alta sensibilità, 9 elementi, 0.985 MHz
- Sonde impermeabili
- Batteria e stampante integrate
- Possibilità di connessione in rete con PC (RS-232 o Bluetooth, opzionale)
- Fornito con sonde, marcatore eventi, cinghie, gel e rotolo carta



medical **ECONET**  
GERMANY

## Specifiche

<b>Ultrasuoni</b>
Trasduttore multicristalli
Doppler pulsato
Frequenza ultrasuoni: 0,985 MHz
Intensità: <10mW/cm <sup>2</sup>
Gamma FHR: 50 ~ 240 bpm
Accuratezza FHR: ± 2% della gamma
Doppler Impermeabile (IPX 7)
<b>CU (Contrazioni uterine)</b>
Tipo esterno
Frequenza di risposta: DC ~ 0,5 MHz
Controllo referenza (Zero)
Gamma misurazione: 0 ~ 99
Impermeabile (IPX 7)
<b>MF (Movimento fetale)</b>
Metodo rilevamento: Ultrasuoni
MF doppio
<b>Schermo</b>
Schermo tipo LED, 7 segmenti
Ritmo cardiaco
Allarme stato LED ON/OFF
<b>Suono</b>
Suono Doppler con controllo volume
<b>Rotolo carta stampante:</b>
Difetto Sonda
Livello batteria
Suono allarme

<b>Stampante termica</b>
Velocità registrazione: 1, 2, 3 cm/min
Registrazione contrasto: modalità 1, 2, 3
Intervallo auto registrazione: OFF, 10, 20, 30, 40, 50, 60 min

<b>Regolazione parametri</b>
Valore allarme alto/basso
Tempo & ora
Contrasto stampa: 1,2,3
Velocità di stampa & zoom
Livello volume FHR

<b>Funzioni</b>
Funzione marcatore
Riferimento CU
Zoom in particolari funzioni

<b>Segnale interfaccia</b>
RS-232 C interfaccia seriale
Interfaccia central Bluetooth (opzionale)

<b>Specifiche ambientali</b>
<b>Gamma temperatura:</b>
Temperatura di esercizio: da 10 a 45°C
Temperatura di stoccaggio: da -10 a 50°C
Gamma umidità relativa
Umidità di esercizio: 30~85%
Umidità di stoccaggio: 20~95%

<b>Specifiche Potenza</b>
Potenza richiesta: 100-240 VAC
50/60 Hz, circa 80VA
Uscita: DC + 15 V 2.5A
Batteria: ricaricabile

<b>Accessori standard</b>
2 sonde US, 1 sonda CU, 1 marcatore di eventi, rotolo carta, borsa, gel ultrasuoni, cinghie CTG

<b>Accessori opzionali</b>
Trolley

medical **ECONET**  
GERMANY

*Welcome to healthcare*

Im Erlengrund 20, 46149 Oberhausen - Germany

t: +49 (0)208 / 377 890 - 0 info@medical-econet.com

f: +49 (0)208 / 377 890 - 55 www.medical-econet.com

facebook.com/medicaleconetgermany

twitter.com/medicaleconet

Distributore

\*Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso