



Smart 1

Cardiotocografo ad alta sensibilità con stampa su formato A4



medical **ECONET**
GERMANY

- Lettura precisa della gamma RCF
- Ampia ed alta sensibilità della frequenza ultrasuoni (1 Mhz)
- Rilevazione automatica della mobilità fetale
- Stampa su carta formato A4
- Semplicità di utilizzo grazie al manuale rapido riportato sul dispositivo stesso
- Connessione a PC tramite il modulo RS-232

Specifiche


Doppler	
Frequenza ultrasuoni	1.0 MHz
Intensità	< 10 mW/cm ²
Gamma RCF	50 - 240 bpm
Risoluzione	RCF ± 1 bpm
Fonte di rilevamento del movimento	Doppler pulsato
Tipo di sensori ultrasuoni	9 cristalli
Contrazioni uterine (CU)	
Tipo	esterne
Frequenza ripetizione	CC ~ 0.5 Hz
Intervallo di misurazione	0 ~ 99 unità
Modalità	zero
Stampante	
Stampante termica tipo arrey	215 mm x 30 m
Velocità stampa	1, 2, 3 cm/min
Funzione Alimentazione	Carta automatica
Schermo	
Tipo	LED a 7 segmenti 2 canali (RCF, CU)
Indicatori	Ritmo cardiaco fetale con segnale qualità
Allarme stampante	ON / OFF alimentazione settore CC
Configurazione	
Allarme	limite allarme superiore / inferiore
Stampa	velocità di registrazione, carta a quadretti movimento fetale ON / OFF
Alimentazione	CC 100-240V (50/60 Hz)
Altro	Ora data, contrasto stampa, durata stampa automatica
Funzioni supplementari	
Marcatore d'eventi	Si
Rilevamento automatico del movimento fetale	Si
Rapporto trend CTG	Si
Accessori	
Accessori standard	seniore Doppler x 1, Sensore Toco x 1, marcatore d'eventi x 1, cinghie CTG x 2, rotolo carta per stampa x 1, flacone gel ultrasuoni x 1, cavo alimentazione CC x 1, manuale istruzioni
Accessori opzionali	carrello mobile e stelo di fissaggio
* Consultate il nostro catalogo	

Dimensioni

296 (L) x 305,5 (P) x 97,5 (A) mm, Peso circa 2,7 kg



Rapporto CTG



Sensore ultrasuoni ad alta sensibilità



medical **ECONET**
GERMANY

Welcome to healthcare

Im Erlengrund 20, 46149 Oberhausen - Germany

t: +49 (0)208 / 377 890 - 0 info@medical-econet.com

f: +49 (0)208 / 377 890 - 55 www.medical-econet.com

facebook.com/medicaleconetgermany

twitter.com/medicaleconet

CE 0123

Distributore

*Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.